


## Anticuerpo Policlonal Anti-Pdcd6 (Alg2) Validado Por Ko Para Wb, Ip, Elisa - O75340

Número de artículo: CM0025571



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PDCD6 (ALG-2), validado para Western blot, inmunoprecipitación y ELISA. Reacciona cruzadamente con humanos, ratones y ratas. Adecuado para estudios de apoptosis y señalización por calcio.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | [Validado por KO] PDCD6 Rabbit pAb                                                                                                |
| Observaciones/Alias | ALG2; ALG-2; PEF1B; D6                                                                                                            |
| Especie             | Humano                                                                                                                            |
| ID del gen (Humano) | 10016                                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-191 de PDCD6 humano (NP_037364.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                          |
| Aplicación          | WB, IP, ELISA                                                                                                                     |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                               |
| SWISS               | O75340                                                                                                                            |
| Peso de la proteína | 22kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |