


[Validado Por Ko] Anti-Pdk1/Pdpk1 Pab De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - O15530

Número de artículo: CM0021039



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a PDK1/PDPK1 humano, validado por knockout. Adecuado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Una quinasa principal en la señalización de insulina, la proliferación celular y la supervivencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] PDK1/PDPK1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	PDK1; PDPK2; PDPK2P; PRO0461; K1
Especie	Humano
GeneID	5170 (Humano)
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 409-556 de PDK1/PDPK1 humano (NP_002604.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15530
Peso proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo