

[Ko Validado] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pdlim5 Para Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q96Hc4

Número de artículo: CM0005947



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo PDLIM5 validado para Western Blot, IP, IHC-P y ELISA. Diseñado utilizando inmunógeno de proteína recombinante para detectar la proteína 5 de dominio PDZ y LIM humana en investigación cardíaca y cerebral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KO Validado] mAb de Conejo PDLIM5
Observaciones/Alias	L9; ENH; LIM; ENH1
Especie	Humano
GeneID (humano)	10611
GeneID	10611
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-300 de PDLIM5 humano (NP_006448.4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q96HC4
Peso Molecular de la Proteína	15-68 kDa
Envío	Bolsa de hielo