

[Ko Validado] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pepck/Pck2 - Q16822

Número de artículo: CM0020733

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado mediante KO dirigido contra PEPCK/PCK2 humano. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Herramienta de investigación para la gluconeogénesis, la ferroptosis y el metabolismo mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PEPCK/PCK2 pAb de conejo [Validado mediante KO]
Observaciones/Alias	PEPCK; PEPCK2; PEPCK-M; K2
Especie	Humano
GeneID (humano)	5106
GeneID	5106
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de PEPCK/PCK2 humano (NP_004554.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q16822
Peso de la proteína	71 kDa
Envío	Bolsa de hielo