

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Phd2/Egln1 Validado Mediante Ko Para Wb, Ihc-P, If/Icc Y Elisa - Q9Gzt9

Número de artículo: CM0018123



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PHD2/EGLN1 humano, validado mediante KO. Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reconoce PHD2 humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la hipoxia y la señalización de HIF.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PHD2/EGLN1 pAb de conejo [validado mediante KO]
Observaciones/alias	HPH2; PHD2; SM20; ECTY3; HALAH; HPH-2; HIFPH2; ZMYND6; C1orf12; HIF-PH2; N1
Especie	Humano
GeneID (humano)	54583
GeneID	54583
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9GZT9
Peso de la proteína	46 kDa
Envío	Bolsas de hielo