

[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal Anti-Pka Rii α (Prkar2A) - P13861

Número de artículo: CM0015737



Introducción

[Validado por KO] Anticuerpo policlonal de conejo contra PKA RII α (PRKAR2A) humana. Adecuado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la señalización por AMPc y la regulación de PKA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] PKA RII α (PRKAR2A) Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PKR2; PRKAR2; A)
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	5576
ID del gen	5576
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-404 de PKA RII α humana (PRKAR2A)/PKR2 (NP_004148.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13861
Peso de la proteína	46kDa
Envío	Bolsa de hielo