

[Validado Por Ko] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pml Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P29590

Número de artículo: CM0011870



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la proteína PML humana, validado para aplicaciones de knockout. Adecuado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Reconoce PML humana, relevante en supresión tumoral, apoptosis y defensa antiviral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-PML
Observaciones/Alias	MYL; RNF71; PP8675; TRIM19
Especie	Humano
GeneID (humano)	5371
GeneID	5371
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-185 de PML humana (NP_150241.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P29590
Peso Molecular de la Proteína	98kDa
Envío	Bolsa de hielo