

[Ko Validated] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pml Para Wb, Ihc-P, Elisa - P29590

Número de artículo: CM0017817



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína PML humana, adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Herramienta esencial para estudiar la supresión tumoral, la apoptosis y los mecanismos de defensa antiviral mediados por los cuerpos nucleares de PML.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KO Validated] PML Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MYL; RNF71; PP8675; TRIM19; ML
Especie	Humana
GeneID	5371
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-600 de la PML humana (NP_150241.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P29590
Peso de la proteína	98 kDa
Envío	Bolsa de hielo