


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pnp Validado Por Ko Para Wb, Elisa - P00491

Número de artículo: CM0023608



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO contra PNP (purina nucleósido fosforilasa) humana para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Peso molecular ~32kDa. Adecuado para investigación sobre metabolismo de nucleósidos y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KO Validated] PNP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NP; PUNP; PRO1837
Especie	Humana
ID de gen (Humano)	4860
ID de gen	4860
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-289 de la PNP humana (NP_000261.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón
SWISS	P00491
Peso molecular de la proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo