


[Validado Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Psap Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07602

Número de artículo: CM0021050



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PSAP (Prosaposina), validado por KO, para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Esencial para la investigación de enfermedades lisosomales de almacenamiento y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado KO] PSAP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GLBA; SAP1; SAP2; PSAPD; PARK24; AP
Especie	Humano
GeneID	5660
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07602
Peso de la proteína	58kDa
Envío	Bolsa de hielo