

[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal Anti-Rbm3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P98179

Número de artículo: CM0021767



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RBM3 validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Se dirige a la proteína 3 de unión a ARN inducible por frío (P98179), involucrada en la regulación traduccional y la respuesta al estrés. Adecuado para investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] RBM3 pAb de conejo
Observaciones/Alias	RNPL; IS1-RNPL; M3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5935
GeneID	5935
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-157 de RBM3 humano (NP_006734.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P98179
Peso de la proteína	17 kDa
Envío	Bolsa de hielo