

[KO Validado] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rela Para Wb, Elisa - Q04207

Número de artículo: CM0022670



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RELA de ratón (NF-kB p65), validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con humano. Ideal para estudiar la inflamación, la inmunidad, el crecimiento celular y la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KO Validado] RELA pAb de conejo
Observaciones/Alias	p65, p65 NFkB, p65 NF-kappa B, LA
Especie	Ratón
GeneID	19697 (Ratón)
Inmunógeno	Proteína recombinante de RELA de ratón
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q04207
Peso de la proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo