

[Validado Por Ko] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rhogdi Para Wb Y Elisa - P52565

Número de artículo: CM0003823



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra RhoGDI humano (inhibidor de la disociación del GDP de Rho 1, ARHGDI). Validado para Western blot y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para el estudio de la homeostasis de las proteínas Rho y la motilidad celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] RhoGDI mAb de Conejo
Observaciones/Alias	GDIA1; NPHS8; RHOGDI; RHOGDI-1; HEL-S-47e; DI
Especie	Humano
GeneID (Humano)	396
GeneID	396
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 70-150 de RhoGDI humano (P52565)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P52565
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo