

[Validado Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rhogdi Para Wb, If/Icc, Elisa - P52565

Número de artículo: CM0015656



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RhoGDI humano (ARHGDI). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Estudie la regulación de proteínas Rho y la motilidad celular en células cancerosas y normales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado KO] pAb de Conejo Anti-RhoGDI
Observaciones/Alias	GDIA1; NPHS8; RHOGDI; RHOGDI-1; HEL-S-47e; DI
Especie	Humano
GeneID (Humano)	396
GeneID	396
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-204 de RhoGDI humano (NP_001172006.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P52565
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo