


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rpl22 Validado Por Ko Para Wb, Ihc-P, Elisa - P35268

Número de artículo: CM0026013



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO contra la proteína ribosomal L22 (RPL22), para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación en biología de ribosomas y control translational.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] RPL22 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EAP; L22; HBP15; HBP15/L22; 22
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6146
GeneID	6146
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-122 de la RPL22 humana (NP_000974.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35268
Peso de la proteína	15kDa
Envío	Bolsa de hielo