

[Ko Validado] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Samhd1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Y3Z3

Número de artículo: CM0028173



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SAMHD1 humano, validado para WB, IHC-P, IP y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para investigación de factores de restricción, defensa antiviral y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KO Validado] SAMHD1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DCIP; CHBL2; HDDC1; MOP-5; SBB188; hSAMHD1; D1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	25939
GeneID	25939
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 387-626 de SAMHD1 humano (NP_056289.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y3Z3
Peso de la proteína	72kDa
Envío	Bolsa de hielo