

## [Ko Validado] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Scyl1 Para Wb, Elisa - Q96Kg9

Número de artículo: CM0026083

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a SCYL1 (proteína quinasa-like N-terminal). Validado para Western blot y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para investigación en tráfico intracelular y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto           | [KO Validado] pAb de Conejo Anti-SCYL1                                                                                             |
| Observaciones/Alias           | GKLP; NKTl; NTKL; P105; TAPK; TEIF; TRAP; HT019; SCAR21; L1                                                                        |
| Especie                       | Humano                                                                                                                             |
| GeneID (Humano)               | 57410                                                                                                                              |
| GeneID                        | 57410                                                                                                                              |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 460-740 de SCYL1 humano (NP_065731.3) |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría                     | Anticuerpos Policlonales                                                                                                           |
| Aplicación                    | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Reactividad Cruzada           | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                |
| SWISS                         | Q96KG9                                                                                                                             |
| Peso Molecular de la Proteína | 90kDa                                                                                                                              |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                     |