


[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sec61B Para Wb, If/Icc, Elisa - P60468

Número de artículo: CM0013841



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado dirigido contra SEC61B humano, una subunidad central del complejo translocador del RE. Adecuado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para estudios de translocación en el RE y tráfico de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] SEC61B pAb de Conejo
Observaciones/Alias	SEC61B; 1B
Especie	Humano
GeneID	10952
Inmunógeno	Péptido sintético dentro de los aminoácidos 1-96 de SEC61B humano (NP_006799.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P60468
Peso Proteico	10kDa
Envío	Bolsa de hielo