

[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Selenbp1 - Q13228

Número de artículo: CM0013506

Introducción

[Validado por KO] Anticuerpo policlonal de conejo contra SELENBP1 (metanotiol oxidasa) para WB, IF/ICC, ELISA. Validado en muestras humanas y de ratón. Ideal para investigación en cáncer y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	[Validado por KO] SELENBP1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MTO; LPSB; SP56; hSBP; EHMT0; SBP56; HEL-S-134P; P1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8991
GeneID	8991
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 243-472 de SELENBP1 humano (NP_003935.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13228
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo