


[Ko Validado] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sephs1 - P49903

Número de artículo: CM0016713



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SEPHS1 validado por KO para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta SEPHS1 de humano, ratón y rata. Útil para investigaciones sobre el complejo zincore y estabilidad de factores de transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KO Validado] SEPHS1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SPS; SELD; SPS1; S1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	22929
GeneID	22929
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-392 de SEPHS1 humano (NP_036379.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49903
Peso de la proteína	43kDa
Envío	Bolsa de hielo