


[Ko Validado] Anticuerpo Policlonal Anti-Setd7 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wts6

Número de artículo: CM0027458



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO contra SETD7, una histona H3K4 metiltransferasa. Desempeña un papel clave en la activación transcripcional epigenética y la metilación de sustratos no histónicos. Adecuado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KO Validado] SETD7 Conejo pAb
Observaciones/Alias	KMT7; SET7; SET9; SET7/9; D7
Especie	Humano
GeneID	80854
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-366 de SETD7 humano (NP_085151.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WTS6
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo