

[Validado Por Ko] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Shmt2 Para Wb, If, Ihc, Elisa - P34897

Número de artículo: CM0008460



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-SHMT2 validado por KO para WB, IF, IHC, ELISA. Reacciona con SHMT2 humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación del metabolismo monocarbonado mitocondrial y de la vía del folato.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] mAb de conejo anti-SHMT2
Observaciones/Alias	GLYA; SHMT; mSHMT; NEDCASB; HEL-S-51e
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6472
ID del Gen	6472
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 405-504 de la SHMT2 humana (NP_005403.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P34897
Peso Molecular de la Proteína	53 kDa/55 kDa/56 kDa
Envío	Bolsa de hielo