

[Validado Por Ko] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sirt1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q96Eb6

Número de artículo: CM0005989

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KO contra la SIRT1 humana (SIR2/SIR2L1). Adecuado para WB, IF/ICC, IHC-P, FC y ELISA. Detecta la SIRT1 humana, de ratón y de rata, con una banda de ~82 kDa. Ideal para investigación en epigenética y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] Anticuerpo Monoclonal de Conejo SIRT1
Observaciones/Alias	SIR2; SIR2L1; SIR2alpha
Especies	Humano
GeneID (Humano)	23411
GeneID	23411
Inmunógeno	Proteína recombinante de SIRT1 humana.
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC (intracelular), ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96EB6
Peso Molecular de la Proteína	82 kDa
Envío	Bolsa de hielo