

[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sirt1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Eb6

Número de artículo: CM0021878



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SIRT1 (desacetilasa dependiente de NAD sirtuina-1), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para el estudio del metabolismo, apoptosis, regulación de la cromatina y envejecimiento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] SIRT1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SIR2; SIR2L1; SIR2alpha; SIRT1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23411
GeneID	23411
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96EB6
Peso proteico	82kDa
Envío	Bolsa de hielo