

[Validado Por Ko] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sirt3 Para Wb, Elisa - Q9Ntg7

Número de artículo: CM0002874



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-SIRT3 validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Se dirige a la desacetilasa mitocondrial humana SIRT3, implicada en el metabolismo y la respuesta al estrés. Uniprot Q9NTG7.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] SIRT3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	SIR2L3; T3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23410
GeneID	23410
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-399 del SIRT3 humano (NP_036371.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NTG7
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo