

[Validado Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc25A4/Ant1 - P12235

Número de artículo: CM0020749

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO dirigido a SLC25A4/ANT1, la translocasa mitocondrial ADP/ATP. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Peso molecular ~33 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado KO] SLC25A4/ANT1 Rabbit pAb
Notas/Alias	T1; ANT; AAC1; ANT1; PEO2; PEO3; ANT 1; PEOA2; MTDP512; MTDP512A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	291
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 101-200 de SLC25A4/ANT1 humano (NP_001142.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12235
Peso molecular de la proteína	33kDa
Envío	Bolsa de hielo