


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Smad1 Validado Por Ko Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15797

Número de artículo: CM0023723



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-Smad1 validado por KO para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reconoce Smad1 de humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación de señalización BMP, desarrollo embrionario y diferenciación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] Smad1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BSP1; JV41; BSP-1; JV4-1; MADH1; MADR1; d1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	4086
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-240 de Smad1 humano (NP_001003688.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15797
Peso de la proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo