

[Validado Ko] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Smad3 Para Wb, Ihc-P, Ip, Chip, Elisa - P84022

Número de artículo: CM0002366

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KO dirigido a Smad3 (P84022). Detecta Smad3 humano, de ratón y de rata. Apto para WB, IHC-P, IP, ChIP y ELISA. Ideal para investigación en señalización por TGF-beta y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado KO] Smad3 mAb de conejo
Observaciones/Alias	LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; d3
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	4088
ID del gen	4088
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 100-200 de Smad3 humano (NP_005893.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ChIP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P84022
Peso molecular de la proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo