


[Ko Validado] Anticuerpo Policlonal Anti-Sod2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04179

Número de artículo: CM0018504



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SOD2 humana, validado en WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Reconoce una proteína de 25 kDa. Ideal para la investigación del estrés oxidativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KO Validado] SOD2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GC1, IPOB, IPO-B, MNSOD, MVCD6, GCInc1, Mn-SOD, D2
Especie	Humana
GeneID (humano)	6648
GeneID	6648
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-222 de SOD2 humana (NP_000627.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P04179
Peso de la proteína	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo