


[Validado Por Ko] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Stat5B Para Wb, Ip, Elisa - P51692

Número de artículo: CM0003132



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante anti-STAT5B validado por KO; validado para WB, IP, ELISA; detecta STAT5B humano, de ratón y de rata; transductor de señal y activador de la transcripción 5B implicado en la señalización de citoquinas. - P51692.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] mAb de Conejo STAT5B
Observaciones/Alias	STAT5; GHISID2; 5B
Especie	Humano
ID de Gen	6777
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 600-787 del STAT5B humano (P51692).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51692
Peso Proteico	90 kDa
Envío	Bolsa de hielo