

## [Validado Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Strap Para Wb Y Elisa - Q9Y3F4

Número de artículo: CM0021495

### Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo anti-STRAP validado KO detecta STRAP en muestras humanas, de ratón y de rata mediante WB y ELISA. Es ideal para investigar el ensamblaje de snRNP del espliceosoma, la señalización de TGF-beta y la regulación de PDPK1.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | [Validado KO] STRAP Rabbit pAb                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | MAWD; PT-WD; UNRIP; AP                                                                                                           |
| Especie             | Humano                                                                                                                           |
| GeneID (Humano)     | 11171                                                                                                                            |
| GeneID              | 11171                                                                                                                            |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-350 de STRAP humano (NP_009109.3) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                         |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                              |
| SWISS               | Q9Y3F4                                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 38kDa                                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                   |