

## [Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sugp2 Para Wb, Elisa - Q8Ix01

Número de artículo: CM0022088



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SUGP2 (SFRS14) humano validado para Western blot y ELISA. Detecta SUGP2 humano y de ratón, con un peso molecular predicho de 120 kDa. Adecuado para la investigación de splicing de mRNA.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | [Validado por KO] SUGP2 pAb de Conejo                                                                                              |
| Observaciones/Alias | SFRS14; SFRS14; P2                                                                                                                 |
| Especie             | Humano                                                                                                                             |
| ID de Gen (Humano)  | 10147                                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 500-700 de SUGP2 humano (NP_055699.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                           |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                      |
| SWISS               | Q8IX01                                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 120kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                     |