

[Ko Validado] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Suz12 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q15022

Número de artículo: CM0030892



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO dirigido a la SUZ12 humana, un componente central del complejo PRC2. Validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA. Tiene reacción cruzada con ratón y rata. Para investigación epigenética y sobre cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KO Validado] SUZ12 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CHET9; IMMAS; JAZ1; 12
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23512
GeneID	23512
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 470-739 de la SUZ12 humana (NP_056170.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reacción cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15022
Peso de la proteína	83kDa
Envío	Bolsa de hielo