

[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal Anti-Tfap4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q01664

Número de artículo: CM0020775

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TFAP4 (AP-4, bHLHc41). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano y rata. Ideal para estudiar la regulación de la transcripción mediante la unión al motivo CAGCTG. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] TFAP4 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	AP-4; bHLHc41; P4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7023
GeneID	7023
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-338 del TFAP4 humano (NP_003214.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q01664
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo