


[Validado Ko] Anticuerpo Policlonal Anti-Tlk2 Para Wb Y Elisa - Q86Ue8

Número de artículo: CM0028276



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TLK2 humano, validado para WB y ELISA. Reconoce TLK2 humano y de ratón, una quinasa serina/treonina involucrada en el ensamblaje de la cromatina y la respuesta al daño del ADN. Ideal para investigación del ciclo celular y del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado KO] TLK2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	HsHPK, MRD57, PKU-ALPHA, K2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	11011
ID del Gen	11011
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de TLK2 humano (NP_006843.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q86UE8
Peso Proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo