

[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal Anti-Tmed10 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49755

Número de artículo: CM0020727

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TMED10 (TMP21/p23), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA; presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar el tráfico vesicular entre el RE y el aparato de Golgi, así como las funciones de los receptores de carga.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] TMED10 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	p23; TMP21; p24d1; S31I125; Tmp-21-I; S31III125; P24(DELTA); 10
Especie	Humano
ID del gen (humano)	10972
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-190 de TMED10 humano (NP_006818.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P49755
Peso de la proteína	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo