


[Validado Por Ko] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Trim21/Ss-A Para Wb Y Elisa - P19474

Número de artículo: CM0005836



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra TRIM21/SS-A humano (Ro52, SSA1), validado para Western blot y ELISA con reactividad cruzada en rata. Adecuado para el estudio de la función de la E3 ubiquitina ligasa, la autofagia y las respuestas autoinmunes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] mAb de conejo anti-TRIM21/SS-A
Observaciones/Alias	SSA; RO52; SSA1; RNF81; Ro/SSA; -A
Especie	Humano
ID de gen (humano)	6737
ID de gen	6737
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 86-334 de TRIM21 humano (NP_003361.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	P19474
Peso de la proteína	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo