

## [Validado Por Ko] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Trim25 Para Wb, Elisa - Q14258

Número de artículo: CM0012371



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra TRIM25 humano (EFP, RNF147), validado por KO para Western blot y ELISA. Se dirige a la ligasa E3 de ubiquitina/ISG15 implicada en la inmunidad innata y la defensa antiviral. - Q14258

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto           | [Validado por KO] Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-TRIM25                         |
| Observaciones/Alias           | EFP; Z147; RNF147; ZNF147; 25                                                         |
| Especie                       | Humano                                                                                |
| GeneID                        | 7706                                                                                  |
| Inmunógeno                    | Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 100-200 de TRIM25 humano (Q14258) |
| Origen                        | Conejo                                                                                |
| Categoría                     | Anticuerpos Monoclonales                                                              |
| Aplicación                    | WB, ELISA                                                                             |
| Reactividad Cruzada           | Humano                                                                                |
| SWISS                         | Q14258                                                                                |
| Peso Molecular de la Proteína | 71kDa                                                                                 |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                        |