


[Ko Validado] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ttc11/Fis1 Para Wb - Q9Y3D6

Número de artículo: CM0002648



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KO contra TTC11/FIS1, apto para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Se usa en investigaciones sobre fisión mitocondrial y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KO Validado] TTC11/FIS1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	TTC11; CGI-135; S1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51024
GeneID	51024
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-122 de la TTC11/FIS1 humana (NP_057152.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y3D6
Peso de la proteína	17 kDa
Envío	Bolsa de hielo