


[Validado Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ttc11/Fis1 Para Wb Y Elisa - Q9Y3D6

Número de artículo: CM0019721



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TTC11/FIS1 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de fisión mitocondrial, apoptosis y fisión peroxisomal. ID del gen: 51024.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado KO] pAb de Conejo TTC11/FIS1
Observaciones/Alias	TTC11; CGI-135; S1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51024
GeneID	51024
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y3D6
Peso Molecular de la Proteína	17kDa
Envío	Bolsa de hielo