

Anticuerpo Policlonal Anti-Txndc9 Validado Por Ko Para Wb Y Elisa - O14530

Número de artículo: CM0019206

Introducción

Anticuerpo policlonal contra TXNDC9 validado por KO para Western blot y ELISA. Detecta TXNDC9 humano, de ratón y de rata, un regulador negativo de la ATPasa de la chaperonina TCP1. Para estudios de plegamiento de proteínas y citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] TXNDC9 pAb de conejo
Notas/Alias	APACD; PHLP3; C9
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10190
GeneID	10190
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-110 de TXNDC9 humano (NP_005774.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14530
Peso de la proteína	27kDa
Envío	Bolsa de hielo