


[Ko Validado] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vat1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99536

Número de artículo: CM0020639



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO contra VAT1, adecuado para WB, IF/ICC y ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la función de quinona oxidoreductasa, transporte de lípidos y dinámica mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KO Validado] VAT1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	VAT1; T1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	10493
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 200-300 de VAT1 humano (NP_006364.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99536
Peso proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo