

[Ko Validado] Anticuerpo Policloanal De Conejo Anti-Biii-Tubulina Para Wb, If-P, Elisa - Q13509

Número de artículo: CM0024272



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra β III-Tubulina (TUBB3), validado para WB, IF-P, ELISA. Reconoce humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de guía de axones, dinámica de microtúbulos y expresión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KO Validado] β III-Tubulina Anticuerpo Policloanal de Conejo
Observaciones/Alias	CDCBM; FEOM3; TUBB4; CDCBM1; CFEOM3; beta-4; CFEOM3A; in
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10381
GeneID	10381
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-260 de β III-Tubulina/ β 3-Tubulina humana. (NP_006077.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13509
Peso de la Proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo