


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Von Hippel Lindau/Vhl Validado Por Ko Para Wb, Elisa - P40337

Número de artículo: CM0006749



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KO contra VHL humano, adecuado para WB y ELISA. Detecta VHL humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la ubiquitinación y las vías de supresión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] mAb de conejo contra Von Hippel Lindau/VHL
Observaciones/Alias	RCA1; VHL1; pVHL; HRCA1; Von Hippel Lindau/VHL
Especie	Humano
ID de gen	7428
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-200 de Von Hippel Lindau/VHL humano (NP_000542.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P40337
Peso de la proteína	24 kDa
Envío	Bolsa de hielo