


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vrk1 Validado Para Ko Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99986

Número de artículo: CM0025294



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO contra VRK1 humana, adecuado para Western blot, IHC-P y ELISA. Detecta VRK1 de humano, ratón y rata, una serina/treonina quinasa involucrada en el ciclo celular y la respuesta al daño del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] VRK1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PCH1, PCH1A, K1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7443
GeneID	7443
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 257-396 de VRK1 humana (NP_003375.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99986
Peso de la proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo