

[Ko Validado] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Wstf Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uig0

Número de artículo: CM0029055



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO contra WSTF humano (BAZ1B, WBSCR9). Apto para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. El objetivo es una tirosina-proteína quinasa involucrada en la remodelación de la cromatina, la reparación del ADN y la regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KO Validado] WSTF Rabbit pAb
Observaciones/Alias	WSTF; WBSCR9; WBSCR10; TF
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9031
GeneID	9031
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de WSTF humano (NP_115784.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UIG0
Peso de la proteína	171kDa
Envío	Bolsa de hielo