


[Validado Por Ko] Anxa1 Conejo Pab - P04083

Número de artículo: CM0018550



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Anexina A1 (ANXA1), validado por KO y adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Diana involucrada en inflamación y regulación inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] ANXA1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ANX1; LPC1; A1
Especie	Humano
GeneID (humano)	301
GeneID	301
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-346 de la ANXA1 humana (NP_000691.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04083
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo