


[Validado Ko] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Cdk5 - Q00535

Número de artículo: CM0008793



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CDK5 humana, validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reconoce CDK5 de humano, ratón y rata. Adecuado para el estudio del desarrollo neuronal, la diferenciación y la apoptosis - Q00535.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado KO] CDK5 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	LIS7; PSSALRE
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1020
GeneID	1020
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 92-289 de la CDK5 humana. (NP_004926.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q00535
Peso de la proteína	33kDa
Envío	Bolsa de hielo