


Anticuerpo Policlonal De Conejo Cdk7 Validado Por Ko Para Wb, If/Icc, Elisa - P50613

Número de artículo: CM0017844



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo CDK7 validado por KO, adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce CDK7 de humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre el ciclo celular y la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] CDK7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CAK; CAK1; HCAK; MO15; STK1; CDKN7; p39MO15; K7
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1022
ID del gen	1022
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 211-346 de la CDK7 humana (NP_001790.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P50613
Peso de la proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo