

[Validado Ko] Mab De Conejo Contra Claudin 1 Para Wb Y Elisa - 095832

Número de artículo: CM0005388

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Claudin 1 validado para Western blot y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Esencial para la investigación de la función de barrera de las uniones estrechas y la entrada del VHC.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado KO] mAb de conejo contra Claudin 1
Observaciones/Alias	CLD1; SEMP1; ILVASC; 1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	9076
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	095832
Peso de la proteína	23kDa
Envío	Bolsa de hielo